



A-Si innovador

Detector portátil para

humano y

Uso Veterinario

1717X

Diseño ligero || protección IP54  
 | Flujo de trabajo rápido y eficiente || Excelente  
 calidad de imagen con menor dosis |

IMAGINANDO EL FUTURO

1717X es un plano A-Si fijo basado en CsI de tamaño completo  
 detector de paneles Su diseño de vanguardia lo califica  
 para la aplicación del sistema X-Ray DR de alta gama.


## Innovador detector portátil A-Si para uso humano y veterinario 1717X

### Especificaciones técnicas

| Tecnología de detección                 | Silicio Amorfo           |
|---|--------------------------|
| centelleador                            | CsI                      |
| Área activa (mm)                        | 427*427                  |
| Paso de píxel (um)                      | 139                      |
| Número de píxeles                       | 3072*3072                |
| Resolución espacial (lp/mm)             | 3,6                      |
| Conversión AD (bit)                     | 16                       |
| Imagen de vista previa                  | ≤35                      |
| Imagen completa                         | ≤5 s                     |
| Interfaz de datos/control de detectores | ethernet                 |
| Modo de disparo                         | DEA/Preparación/Software |
| Temperatura de funcionamiento (°C)      | 5~35                     |
| Temperatura de almacenamiento (°C)      | -10~55                   |
| Humedad de funcionamiento               | 30%~90%                  |
| Humedad de almacenamiento               | 10%~90%                  |
| Grado de protección                     | IP54                     |
| Dimensión (mm)                          | 460*460*15               |
| Peso (kg)                               | <4,0 kg                  |
| Consumo de energía (w)                  | 25                       |

### Dimensiones

Las dimensiones están en MM



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.