





### Incubadora Infantil BB-100 Lujosa

- O Sistema de temperatura servocontrolado basado en microprocesador
- O Modo de control: Modo aire
- ⊗ Temperatura y potencia de calefacción mostradas por LED
- ⊗ Cinco funciones de alarma por audible y visual
- ⊗ ajuste de temperatura  $>37^{\circ}\text{C}$
- ⊗ La inclinación de la cama infantil es ajustable.
- ⊗ Con unidad de fototerapia upside y upside
- ⊗ La humedad es ajustable continuamente
- ⊗ 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso
- ⊗ Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad
- ⊗ Función opcional: Unidad de fototerapia en la parte inferior BL-100; Altura ajustable; Conector RS-232

### Incubadora Infantil BB-100 Grado Superior

- O Sistema de temperatura servocontrolado basado en microprocesador
- O Modo de control: Modo aire
- ⊗ Temperatura y potencia de calentamiento mostradas por LED
- ⊗ Cinco funciones de alarma mediante ajuste de temperatura audible y visual  $>37^{\circ}\text{C}$
- ⊗ La inclinación de la cama infantil es ajustable.
- ⊗ La humedad es ajustable continuamente
- ⊗ 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso
- ⊗ Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad
- ⊗ Función opcional: Unidad de fototerapia up side BL-30; Abajo lateral BL-100; Puerta de acceso; Bandeja y poste; Conector RS-232



Capítulo



### Incubadora Infantil BB-100 Estándar

- ⊗ Temperatura servocontrolada basada en microprocesador sistema
- O Modo de control: Modo aire
- ⊗ Temperatura y potencia de calentamiento mostradas por LED
- ⊗ Cinco funciones de alarma audibles y visuales
- ⊗ ajuste de temperatura  $>37^{\circ}\text{C}$
- ⊗ La inclinación de la cama infantil es ajustable.
- ⊗ La humedad es ajustable en dos grados
- O 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso de
- ⊗ Una segunda función de corte térmico para más seguridad
- ⊗ Función opcional: Unidad de fototerapia en el lado superior BL-30; Lado inferior BL-100; Puerta de acceso; Bandeja y poste; Conector RS-232

