

Mesa de operaciones oftálmica eléctrica DST-II



1. Este producto en la actualidad, es una de las mesas de operaciones oftalmológicas más avanzadas en el mercado doméstico.
- La altura mínima es de 600 mm, la cabecera tiene la función de ajuste eléctrico.
2. El cabecero y el levantamiento de la mesa están controlados por un motor de voltaje de seguridad y el cabecero de la mesa está dispuesto con un freno de mano multipropósito.

Longitud total (cabecero por el más bajo)	2000+ 20 mm
Longitud total (cabecero hasta el más alto)	2070+ 20 mm
ancho	600 + 20 mm
Altura (con colchón)	640 + 20 mm
Ruta de elevación de la placa de cabeza (eléctrica)	60 + 10 mm
Ruta de elevación (eléctrica)	200+ 20 mm