

Unidad de

✓ rayos X HF Mobile Medical | Máquina de rayos X de diagnóstico



Modelo:
HM-200/HM-300



Modelo:
HM-32



Modelo:
HM-32 CD
HM-300D
con detector de panel
plano inalámbrico
(logra el tipo
digital)

Ventaja

Generador de alto voltaje de alta frecuencia,
pantalla digital

Tubo de rayos X Toshiba, ánodo giratorio

Puede funcionar correctamente a 220V,
sin convertidor

144 programa radiográfico automático
(ARP) (disponible en HM-200, HM-300)

Freno de mano de exposición remota

El sistema de comunicación inalámbrica puede operar y
retransmitir fácilmente (disponible en HM-200,
HM-300)

Grado de rotación 180°

Distancia de protección contra radiación
controlada por microprocesador

Grandes ruedas de rodadura con sistema de
frenado

Detector de panel plano inalámbrico opcional
(logra el tipo digital)

Introducción a la función:

La máquina de rayos X móvil HF está diseñada para el diagnóstico de radiografía para
pacientes en condiciones graves o incapaces de moverse. Puede ser utilizado en las salas de
emergencia, quirófanos, salas de cuarentena o salas de aislamiento, y también servir como
equipo de reserva en el control de rayos X convencional, satis haciendo las necesidades de
diferentes aspectos.

Detector inalámbrico de
panel plano: 1417 V (fabricado
en China)

Detector inalámbrico de panel plano: 1417 V (fabricado en China)

Tecnología del detector: silicio amorfo

Controlador: CSI

Área activa: 14" x 17"

Peso de píxeles: 150mm

Número de píxeles: 2304x2000

Resolución límite: 3,41 p/mm

Conversion de bits: 14 bits

Accesorio: batería (7 piezas), cargador de batería, cable, botón CD, adaptador de corriente

El producto es un dispositivo médico
de Clase II, registrado en China.

