

KN-2200 COLPOSCOPIO SISTEMA DE IMAGEN DIGITAL



DESCRIPCION

1. 1/4 " CCD cámara digital colorida de alta resolución con 550 líneas de la TV. Fuente de luz LED
2. Autofoco rápido y foco manual
3. Con soporte vertical, la altura se puede ajustar y bloquear libremente.
4. Con el interruptor de pie, más conveniente tomar cuadros.
5. Con la manija de control, fácil ajustar la longitud focal, zumba adentro / hacia fuera, luz roja, blanco-balance, cuadro que congela, brillo ligero etc;
6. Interfaz de la lengua china, inglesa, vietnamita, española y rusa;
7. Tiempo de pruebas de reacción de ácido acético y yodo; construido en 175 cuadros para diagnóstico y la comparación

CONFIGURACION ESTANDAR

1/4 "cámara CCD con fuente de luz de la lámpara LED
Software con tarjeta de captura interna

PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Resolución horizontal: 550 líneas
2. Tiempos de la ampliación: 1 ~ 352 veces
3. Distancia de trabajo: 200mm ~ 400mm
4. Fuente de alimentación: AC220V $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 2% AC110V $\pm$ 10%, 60Hz $\pm$ 2%

TAMAÑO DE LA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR: 23cm * 56cm * 82cm EN EL PAQUETE

PESO NETO CONFIGURACION ESTANDART: 63Kg