


Amplio rango de ajuste para todas las posiciones, satisfacer la demanda de diferentes cirugías



Especificaciones técnicas

Longitud	2160 (mm)
Ancho (sin rieles laterales)	660 (mm)
Altura de la sección del cuerpo (sin almohadillas)	650 a 900 250±20) mm
Altura de la sección de piernas (sin almohadillas)	550 a 750 (200±20) mm
Placa de asiento arriba/abajo	15° / 15°
Placa trasera arriba/abajo	60° / 15°
Capacidad de peso para la sección del cuerpo	170Kg
Capacidad de peso para la sección de piernas	100Kg



Mesa de entrega electrónica OP650



AEOMED
Reliable Quality Thoughtful Service

Sede: 1182, Parque Científico Fengtai, Pekín, China (100070)
Parque Científico: No. 10, Calle Chaobai, Zona de Desarrollo Yanjiao, Ciudad Sanhe, Provincia Hebei, China (065201)
TEL: +86-10-5841 1198 FAX: +86-10-6371 8989
Http: //www.aeonmed.com Correo electrónico: marketing@aeonmed.com

La información contenida en este prospecto es correcta en la fecha de publicación. La política de Beijing Aeonmed Co., Ltd. es una de mejora continua de sus productos. En virtud de esta política, Aeonmed se reserva el derecho de realizar cualquier cambio que pueda afectar la información contenida en este folleto sin previo aviso.
AOP650-1812

AEOMED
Reliable Quality Thoughtful Service

OP650 es una mesa de entrega electrónica que cumple completamente con los requisitos del médico durante la operación. Ofrece alta capacidad de carga, flexibilidad y comodidad a la mujer embarazada en la sala de partos.



Característica

- Actuadores lineales, tiene una gran capacidad de carga, operación simple y estable.
- El colchón está hecho de esponja de poliuretano, es antibacteriano, duradero y impermeable.
- Adaptador de cargador incorporado.
- Sistema de control integrado.

- Estructura y tablero de acero inoxidable
- Mesa auxiliar desmontable/ajustable (parte de la pata)
- Tres ruedas giratorias conductoras de servicio pesado
- Controlador de mano y controlador de pie
- Sistema de bloqueo

