

Cánula nasal de alto flujo Northern

Crius HF3 es un dispositivo de oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo capaz de suministrar hasta un 100 % de oxígeno humidificado y calentado a un caudal de hasta 80 l/min, suministra una mezcla de oxígeno con temperatura y humedad fácilmente controladas. El sistema de suministro de oxígeno proporciona una gran solución para el control de las vías respiratorias y la mejora de la oxigenación.

Fácil y seguro

- Toque la interfaz de usuario, la rueda de navegación y el botón rápido para brindar una experiencia de operación fácil.
- Interacción amigable, arranque rápido.
- Sistema completo de alarma y advertencia para garantizar la seguridad de los pacientes durante la terapia.



Crius HF3



Departamentos adecuados

Departamento de Medicina Interna, Departamento Quirúrgico, UCI, Departamento de Emergencias, Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Departamento de Geriátrica, Departamento de Rehabilitación, etc.

Indicaciones

- Insuficiencia respiratoria tipo 1.
- SDRA leve.
- Disfunción de ventilación leve.
- Intolerancia a la oxigenoterapia tradicional o ventilación CPAP no invasiva.
- Los pacientes necesitan protección de las vías respiratorias o de las vías respiratorias humidificadas.

Pantalla	táctil de 7 pulgadas
Modo no invasivo	CPAP, S, S/T, T
FiO2	21%-100%
Temperatura	31°C-37°C HF 34°C LF
Flujo de gas	2-80L/min
Humidificador activo	1-6 Nivel
SpO2	Opcional
Monitor	FiO2, flujo de gas, temperatura, SpO2, pulso, alarma
Atajos	Encendido-apagado, silencioso
Tendenciagrama	Revisión de datos de 1, 3, 7 días
Tubo de respiración	Detección automática del tubo de respiración
Alarma	Presión, tiempo de terapia, temperatura de oxígeno, etc.

Tratamiento preciso

- Salida de concentración de O2 precisa y estable.
- Gas estable de alto flujo.
- PEEP estable para oxigenación y ventilación.
- Reduce el trabajo de la respiración.
- Calentamiento y humidificación de gases mixtos.

Monitoreo Avanzado

- Sensor de alta sensibilidad.
- Monitoreo de SpO2 y PI en tiempo real.
- Pantalla de flujo y concentración de O2 en tiempo real.

Tratamiento Confortable

- No es necesario establecer una vía aérea artificial.
- Sin mascarilla para evitar la claustrofobia.
- No hay confrontación hombre-máquina.
- Los pacientes podían comer y hablar con normalidad para garantizar una mejor rehabilitación.



Northern Meditec Limited

Add: 4th Floor, Building C, Jinweiyuan Industrial Park, Julongshan Area, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, P.R.China

Tel: +86 755 29970566 Fax: +86 755 86528647

Email: info@northernmeditec.com

Website: <http://en.northernmeditec.com>