



Northern Meditec Limited

Ventilador de UCI Crius V6



Interfaz eléctrica

Llamada de enfermero, USB, NET, RS232, VGA

Tipo de interfaz

Salida principal del paciente: ISO 22M / 15F
Entrada de oxígeno: DISS o NIST macho

Pantalla

Tamaño de la pantalla: 15,6 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla: LCD TFT de matriz activa en color
Resolución de pantalla: resolución SVGA, 1366 x 768

Controles

Control completamente electrónico

Tipo de ventilación: Turbina

Modos de ventilación:

Spn-CPAP, PC-CMV, PC-ACV, PC-SIMV, PC-Dual PAP, PC-AMV, PC-APRV, PC-MMV, VC-CM-V, VC-ACV, VC-SIMV

Funciones especiales:

respiración manual, terapia de O₂, en espera, bloqueo de pantalla, retención inspiratoria, retención espiratoria, suspiro, ATC, PCVR, PPS, cumplimiento, p_{0.1}, calibrar, nebulizador, succión de O₂.

Tipos de pacientes: adultos / pediátricos / recién nacidos

Monitoreo

Formas de onda en tiempo real:
Paw, Flow, Volume, EtCO₂, SPO₂ Opcional:
CO₂, SPO₂ (parámetros relacionados)
Bucles: P-V, V-Flow, Flow- P
Tendencias: 1s, 5s, 1min, 10min, 30min, 60min

Volumen corriente: 10 hasta 2000 ml
PEEP/CPAP: 0 a 30 cmH₂O
Oxígeno: 21 to 100%
I:E ratio: 1:10 a 4: 1
Tiempo inspiratorio (TI): 0,2 a 5 s

Disparador de flujo: 0.2 to 15 l/min
Presión de disparo: -0.5 to -20cmH₂O
Control de presión: 5 a 90 cmH₂O, agregado a PEEP / CPAP
Soporte de presión: 0 a 90 cmH₂O, agregado a PEEP / CPAP
Rampa de presión: 0 a 2s

Sensibilidad de activación espiratoria (ETS):
APAGADO, 5 a 90% del flujo máximo inspiratorio
Flujo máximo espontáneo: > 210 L / min

Suministros eléctricos y de gas

Voltaje de entrada:
100 a 120 V ~ ± 10%, 50/60 Hz CA o 24 VCC ± 10%

El consumo de energía: 50 W típico
Clase de protección: Clase I

Batería de respaldo:
tiempo 2 horas típicas con una batería interna / 2 baterías pueden ser almacenado / intercambiable en caliente

Suministro de oxígeno:
280 a 600 kPa (41 a 87 psi), 120 L / min
Baja presión:
oxígeno ≤ 15 L / min, máx. 600 hPa para baja presión

Alarmas

Ajustable por el operador:
Volumen minuto bajo / alto, presión alta / baja, volumen corriente bajo / alto, frecuencia baja / alta, tiempo de apnea, oxígeno bajo / alto Opcional: CO₂ bajo / alto, SPO₂ bajo / alto

Alarmas especiales:

Concentración de oxígeno, desconexión, pérdida de PEEP, obstrucción de la exhalación, sensor de flujo, baterías de alimentación, suministro de gas Sonoridad Ajustable: 1 a 9
Registro de eventos: almacenamiento y visualización de hasta 1000 eventos con sello de fecha y hora

Dimensiones físicas

Peso: <45,3 kg
Dimensiones (WxHxD): Aprox. 600x402x415mm



Northern Meditec Limited

Dirección Oficina 420, Cuarto Piso, Bloque B-1, famoso centro de compras y exhibición de productos industriales No.168 Baoyuan Road, Xixiang, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518102, P.R.China

Tel: +86 755 23090266 **Fax:** +86 755 23010273

Email: info@northernmeditec.com

Website: http://www.northernmeditec.com