

COMeN

COMeN Share with the World



Videolaringoscopio serie CVL



Shenzhen Comen instrumentos médicos Co., Ltd.
Dirección: No.2 del edificio de relojes FIYTA, avenida Nanhuan, subdistrito de
Matian, distrito de Guangming, Shenzhen, 518106, Guangdong, China.
Tel:+86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio
web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com


P/N: EN-CVL-4P-20210716-V1.1

Pantalla de alta definición

La pantalla de 3" admite alta resolución de hasta 640*480.

Rotación libre

La pantalla se puede girar horizontalmente. ° y vertical girado 180 270 ° a adaptarse a diferentes ángulos de uso.



Diseño ergonómico

La hoja adopta un diseño ergonómico y una curvatura especializada para adaptarse fácilmente a diferentes vías respiratorias.



Excelente vista

La serie CVL está equipada con una cámara CMOS HD que proporciona alta resolución de hasta 1 megapíxel. Tratamiento antivaho que proporciona una visión clara desde todos los ángulos.



Flexibilidad

La serie CVL puede proporcionar dos tipos de videolaringoscopio según las características de las vías respiratorias, que satisfacen diversas demandas clínicas de diferentes pacientes.

Las cuchillas especializadas se adaptan perfectamente a los niños:

Las vías respiratorias de un niño son diferentes a las de un adulto. Diseñado específicamente con una curvatura y longitud pensadas para niños, el CVL-2 ayuda a gestionar las vías respiratorias de pacientes pediátricos de forma segura y sencilla con nuestras cuchillas desechables.

Cuchillas únicas para adultos:

El CVL-3 fue diseñado para pacientes adultos con vías respiratorias difíciles. Nuestro diseño exclusivo reside principalmente en el ángulo de la cámara, lo que garantiza una visión sin obstáculos para los médicos durante la intubación y reduce el riesgo de complicaciones.

