

Especificaciones: CVL-1/2/3/5



SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to
Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue,
Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong,
518106,P.R. China

Tel: +86-755-26408879

Fax: +86-755-26431232

Email: info@szcomen.com

Web: www.comen.com

Videolaringoscopio

CVL-1/2/3/5



Características físicas

Dimensión	CVL-1 : 85 mm * 179 mm * 59 mm CVL-2 : 85mm*199mm* 93mm CVL-3 : 85 mm * 199 mm * 111 mm CVL-5 : 85 mm * 201 mm * 125 mm
Peso	CVL-1: ≤230g CVL-2: ≤240g CVL-3: ≤250g CVL-5: ≤260g

Operación ambiental

Temperatura laboral	-5~40°C
Humedad relativa	10%~85% (sin condensación)
Presión atmosférica	86~106 kPa

Fuente de alimentación

C.A.

Voltaje de entrada de CA	100-240V~
Frecuencia de entrada de CA	50Hz/60Hz
Voltaje de salida de CC	5V, 2A

Batería

Tipo	Batería de litio recargable
Capacidad	3,8 V 2300 mAh (8,74 Wh)
Tiempo de suministro de energía	≥3 h (uso normal a temperatura ambiental de 25 ± 5 °C, sin filmación de vídeo/fotografía, con una batería nueva completamente cargada)
Tiempo de carga	≤3h

Pantalla de visualización

Tipo	Pantalla táctil TFT de 3,0 pulgadas
Resolución	640*480

Ángulos de rotación	Adelante y atrás: 0°~130° (±10°) Izquierda y derecha: 0°~270° (±10°)
---------------------	---

Fuente de luz LED

Iluminancia	≥500 lx (30 mm)
Temperatura del color	≥5000K

Cámara

Ángulo de campo	60°±15°
Profundidad de campo	5~80mm
Resolución espacial	≥6,35 lp/mm
Formato de archivo de imagen	Jpg, resolución ≥640*480
Formato de archivo de vídeo	mp4, resolución 640*480
Vídeo digital formato de codificación	H.264

Almacenamiento

8G	Almacene 30,000 imágenes con una resolución de 640 * 480 en formato jpg, o hasta 4 horas de grabación de vídeo 640 * 480 en mp4.
16G	Almacene 60,000 imágenes con una resolución de 640 * 480 en formato jpg, o hasta 8 horas de grabación de vídeo 640 * 480 en mp4.
32G	Almacene 120,000 imágenes con una resolución de 640 * 480 en formato jpg o hasta 16 horas de grabación de vídeo 640 * 480 en mp4.

***Aviso: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados por Comen.**