




COMEN



Hojas de videolaringoscopio

Modelo	Especificación (Unidad: mm)				Usuario objetivo
	A	B	C	D	
CVL-1-1	63	11	13	5	neonato
CVL-2-1	86	15	21	9	Niño
CVL -3-1	108	17	22	9	Adulto M
CVL -5-1	121	17	23	9	Adulto L

	
CVL-1-1	CVL-2-1 CVL-3-1 CVL-5-1



Cuchillas antivaho

Nuestras cuchillas desechables permiten un fácil reemplazo. El oscurecimiento de la visión debido a las diferencias de temperatura y el empañamiento ya no será motivo de preocupación con nuestro material antivaho de alta gama, que garantiza que la glotis sea claramente visible en todo momento.



Shenzhen Comen instrumentos médicos Co., Ltd.

Agregar: Piso 10, Piso 11 y Sección C del Piso 12 del Edificio 1A y Piso 1 al Piso 5 del Edificio 2, Edificio FIYTA Timepiece, Avenida Nanhuan, Subdistrito Matian, Distrito Guangming, Shenzhen, Guangdong, 518106, PR China

Tel:+86-755-2640 8879 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

P/N:ES-Hojas de videolaringoscopio-2P-20220104-V1.0