

DUB-100

Electrobisturí de Monopolar/Bipolar

Marca: Daiwha - Korea

Características:

- Pantalla a Color táctil TFT de 7" con interfaz fácil de usar.
- Para usar en el quirófano moderno y el centro quirúrgico.
- Se pueden utilizar dos fuentes de energía (ultrasónica y electrónica) en un solo generador DUB-100.
- Destinado a procedimientos quirúrgicos abiertos y mínimamente invasivos.
- Tiempo de sellado rápido de 2 a 4 segundos temperaturas inferiores de la mandíbula.
- Dispositivos de energía avanzada de Daiwha:
- Dispositivo de energía ultrasónica MEDISONIC.
- MEDISONIC Ultrasonic + Bipolar COMPLEX Dispositivo de energía.
- Dispositivo de energía de sellado de vasos bipolar MEDIPOlar.
- Pinzas Bipolares Generales.
- COAG inteligente y fuente de energía constante configurada y generada automáticamente.



Especificaciones Técnicas:

- Modos ($\pm 20\%$ tolerancia):
 - Ultrasonico alto:
 - Corte: 1-100 W / 200 Ohms / 482 KHz.
 - Estandar: 1-100 W / 100 Ohms / 482 KHz.
 - Ultrasonico Medio:
 - Suave: 1- 80 W / 100 Ohms / 482 KHz.
 - Ultrasonico Bajo:
 - Medipolar: 30 - 42 W / 100 Ohms / 482 KHz
- Frecuencia 482 KHz ($\pm 10\%$ de tolerancia)
- Corriente de fuga de alta frecuencia <150 mA.
- Fuente de Potencia: 110/240V, 50/60 Hz.
- Dimensiones 440 x 330 x 150 mm.
- Peso 9.58 Kg

Accesorios suministrados:

- Un (01) cable de pinza bipolar reutilizable.
- Una (01) interruptor de pie simple.
- Un (01) Pinza bipolar.