

KN-2200A

Especificación	Datos técnicos		
Aplicación	Sa aplica al examen de vulva, vagina, cuello uterino y otra parte.		
Tabú	Antes de examen de colposcopio, se prohíbe hacer ningún examen ginecológico como vaginal. 2 días antes de examen de colposcopio, se prohíbe tomar droga vaginal. Se prohíbe hacer examen de colposcopio durante el período menstrual.		
Componentes de dispositivo	 Soporte de cantilever Dispositivo de cámara Ordenador Monitor Impresora Fuente de luz Carretilla		
Tipo de seguridad	Dispositivo de cámarall, Fuente de luz l		
Modo de operación	Trabajo continuativo		
Voltaje de trabajo	AC220V±10% 50HZ±2%		
Potencia nominal	Potencia total: 350VA; Dispositivo de cámara: 20VA; Luz: 150VA		
Ambiente de trabajo	Temperatura: 5~40℃	Ambiente de transporte y almacenamien to	Temperatura: -40~55℃
	Humedad Relativa: ≤85%		Humedad Relativa: ≤95%
	Presión atmosférica: 700~1060hpa		Presión atmosférica: 500~1060hpa
Peso	NW: 46kg GW: 76kg		
Tamaño de caja	Caja de madera: 740mm×600mm×950mm; Cantilever:655mm×565mm×180mm; Caja de aluminio + Fuente de luz: （3#） 645mm×575mm×235mm; Monitor: 520mm×155mm×460mm; Impresora: （ 6# ） 500mm×235mm×265mm; Ordenador: 525mm×300mm×520mm; Caja de exportación: caja de carretilla: 752mm×550mm×290mm;		

Dispositivo de cámara	Fuente de alimentación	DC12V
	Transductor de imagen	1/3" CCD
	Sistema de imagen	PAL, NTSC opcional
	Píxel	976(H) X 494(V) (480K pixels)(NTSC) 976(H) X 582(V) (570K pixels)(PAL)
	Claridad	700 TV line (COLOR 600TVL, BW 650TVL)
	Mínimo iluminación	0.01 Lux @ F1.6
	SNR	Más de 52dB (AGC cerrado, DSS cerrado)
	Aumentos	×228veces (óptico×18, digital×16)
	Modo de enfoque	Auto/manual
	Balance de blanco	Automático
	Opción	Pantalla LCD de 2.5 pulgadas
Fuente de luz de fibras ópticas anulares	Iluminación	Más de 1200LUX dentro de la distancia de trabajo
	Especificación de luz	Halógena de 120W, 12V
	Temperatura de irradiación	Menos de 41°C
	Cambio de filtro	Si
	Diámetro externo de enchufe de guía de luz	∅ 18mm
Configuración de ordenador	CPU: 2.7GHz; Memoria: 1G; Costra dura: 250G	
Monitor	19" monitor de LCD; Claridad: 1440*900 píxeles	
Impresora	HP, inyección de tinta color	
Distancia de trabajo	200~400mm	
Ambiente de operación	WIN7/WIN8 Sistema de operación de chino, inglés, español, ruso, vietnamita, turco	
Característica	● CCD de alta resolución y claridad ➢ CCD a color de alta resolución ➢ Manera de salida: Video ➢ Enfoque automático y manual ➢ Balance de blanco automático ● Diseño único de Fuente de Luz ➢ Fuente de luz, ajuste de luminosidad libre ● Soporte vertical ➢ Soporte nuevo, fácil de operar.	

	● Interruptor fedal ➤ Fácil de tomar los imágenes ● Asa de controlar ➤ Diseño de asa de controlar, puede amplificar y disminuir los imágenes, enfocar, rojo+, rojo-, ajuste de luminosidad ● Función de formar los imágenes, administrar los datos y analizar las enfermedades ➤ Varios idiomas: chino, inglés, español. Ruso, vietnamita, turco. ➤ Sistema multifuncional: coleccionar y observar imagen, grabar en video, congelamiento de imagen, escribir e imprimir el reporte y almacenar. ➤ Sistema especial, función de marcar, anotar, disminuir y amplificar la parte de imagen. Función de reacción de ácido acético a sincronización que se utiliza en la inspección de colposcopio y en la operación para observar el estado de paciente. ➤ Imágenes abundantes de caso de enfermedad (175 tipos). Puede agregar imágenes de base de imágenes para la comparación clínica. ➤ Con modelo standard de caso de enfermedad, fácil de escribir e imprimir el reporte. Soporte de varios modelos de reporte diagnóstico y con imágenes colores. Médico puede diseñar el reporte. ➤ Tres tipos de buscar los casos de enfermedad: número de caso, nombre, fecha de examen. Puede mostrar imágenes, editar los datos, guardar, hacer nueva consulta y proyectar el video. ➤ Función de almacenar datos abundantes de imagen. ➤ Instala el sistema en un clic. Sistema de win7, win8. ● Pantalla LCD (Opcional) ➤ Monitor de LCD, 2.5 pulgadas.
--	---