

# BOMBA DE INFUSIÓN JERINGA

Ref: M300

## Descripción General:



La Bomba de Infusión Jeringa Comen M300 está diseñada para ofrecer inyecciones de alta precisión con supervisión avanzada de varias CPU. Este dispositivo combina tecnología de punta, un sistema de monitoreo dinámico de presión y una biblioteca de medicamentos personalizable para garantizar la máxima seguridad y comodidad en procedimientos médicos. Su motor de alto rendimiento y sus sistemas antibolus y de monitoreo dinámico la convierten en una opción confiable para una amplia gama de aplicaciones clínicas.

## Configuración Estándar:

- **Unidad Principal:** Bomba de infusión M300 con supervisión avanzada de CPU.

### Componentes Incluidos:

- **Cable de alimentación.**
- **Manual del usuario en idioma local e inglés.**
- **Soporte para jeringa universal.**
- **Compatibilidad:** Compatible con jeringas de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml y 50 ml.

### Alarmas y Seguridad:

- **Sistema antibolus con liberación automática de presión.**
- **Monitoreo dinámico de presión en tiempo real.**

### Alarmas visuales y sonoras para:

- **Obstrucciones.**
- **Baja batería.**
- **Finalización de infusión.**
- **Presión anormal.**

### Funciones Integradas:

- **Biblioteca de 2100 medicamentos personalizable.**
- **Titulación continua para ajustes sin interrupciones.**
- **Infusión en cascada para administración de múltiples fármacos o del mismo medicamento en secuencia.**

### Especificaciones de Energía:

- **Voltaje:** 100-240 V CA.
- **Frecuencia:** 50/60 Hz.
- **Batería recargable de larga duración para uso continuo en caso de cortes eléctricos.**