

Sistemas de control de infecciones

Por la salud Sea creíble



Instrumento médico Co., Ltd de Shandong Xinhua.

Dirección registrada: Zona Científica Médica de Xinhua. Zona de desarrollo de nuevas y alta tecnología de Zibo, provincia de Shandong, República Popular China
Dirección de producción: No. 2009, Xinhua Ave, distrito de Zhoucun, ciudad de Zibo. Provincia de Shandong, República Popular China

Código postal: 255300
Teléfono de ventas: 0086-533-3581273
Fax de ventas: 0086-533-3581585
Correo electrónico: shinvacare@shinva.com
Sitio web: www.shinva.com

"Versión: 2016-1



SHINVA 新华医疗

Esterilizador a vapor MAST-V

Introducción del producto

MAST-V es un rápido, compacto y versátil Esterilizador que es investigado y desarrollado, según los últimos requisitos de la medicina institución y CSSD. Su diseño y fabricación combinan alta capacidad con rentabilidad. al mismo tiempo que ofrece alta confiabilidad operativa y fácil mantenimiento.

El diseño de la cámara cumple con el estándar estatal GB1502011 GB8599-2008, CE y europeo EN285.



Características del producto

- Excelente proceso de soldadura y mecanizado en cámara

La cámara y la camisa de acero inoxidable a prueba de ácidos se sueldan automáticamente por robot para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas.

- Bonita superficie de la cámara

Suavidad de la superficie, Ra≤0,5; No hay piezas de soldadura ni pernos en la cámara que protejan eficazmente los artículos a esterilizar. Las placas deflectoras de vapor están rodeadas de caucho de silicona que protege la superficie de la cámara.

- Cámara confiable y duradera

La cámara está diseñada según un método analítico profesional. El software de alta emulación ANSYS se utiliza para la simulación de la cámara. Vida útil del diseño: 10 años (o esterilización 20000 veces)

- Estructura de sellado razonable

Ranura de sellado de diseño compacto, junta de silicona hueca circular duradera, sellada por aire comprimido.

una puerta corredera vertical

- La puerta se desliza verticalmente hacia arriba y hacia abajo mediante un cilindro de aire. Es más rápido y ahorra espacio, al mismo tiempo que ofrece Comodidad sin tiradores.

- Detección y control precisos de la presión Los

transmisores de presión inteligentes, Wika (Alemania), garantizan la detección y el control de la presión del vapor tanto en la cámara y chaqueta.

- Sistema exclusivo de reducción de ruido por vacío

Sistema de vacío LNS de bajo ruido y ahorro de agua, que reduce eficazmente el ruido durante el funcionamiento.

- Sistema operativo humanizado

Pantalla táctil de colores en el lado de carga, 6 luces indicadoras en el lado de descarga. que son concisos, vívidos y muestran exactamente el estado de ejecución de la esterilización e información alarmante.

- Diseño de tubería razonable

Todas las tuberías, válvulas y componentes están diseñados e instalados en un solo lado, lo que es más conveniente para reparación y mantenimiento. Los esterilizadores se pueden instalar contra la pared y además, dos esterilizadores pueden usar el mismo Espacio de mantenimiento para ahorrar espacio de instalación.

Parámetros técnicos

Modelo	Código de orden	Dimensión	de volumen de la cámara (W-HxDmm)	Dimensión total (AnxAxGmm)	Peso (kg)	Entrada de potencia (KVA)	Fuente de alimentación (V/Hz)	Observación
MÁSTIL-V-260	MÁSTIL-V-260D-B-N	260	535-535-1000	1200-1000-1340	920	2.5	Suministro 50Hz	Cero suministro de vapor externo de una sola puerta y relay inad
	MÁSTIL-V-260S-R-N				950	2.5		de vapor orientado AC 380V Neutrobilidad y cero defectuosos
	MÁSTIL-V-260DD-B-N				970	29		Carga general y carro de vapor incorporado de un solo día
	MÁSTIL-V-260SD-B-N				1000	29		Anuncio de generador de vapor y boiler de doble cabull-in
MÁSTIL V 450	MÁSTIL-V-450D-B-N	450	675-675-1000	1307-1900-1340	1315	4	CA 380V 50Hz	Cero suministro de vapor externo de una sola puerta y carga relay
	MÁSTIL-V-450S-P-N				1350	4		Suministro de vapor doblecolettemal carga cart y carro
	MÁSTIL-V-450DD-B-N				1365	46		Generador de vapor de puerta única y carga illey
	MÁSTIL-V-450SD-B-N				1400	46		Doble dur generador de steam incorporado y matón al
MÁSTIL-V-610	MÁSTIL-V-610D-B-N	610	675-675-1350	1307 1900-1090	1515	4	CA 380 V, 50Hz	Suministro de vapor externo único y carga reglamentaria
	MÁSTIL-V-610S-B-N				1550	4		Puerta doble suministro de vapor externo carga de cart y carro
	MÁSTIL-V-610DD-B-N				1565	48		Puerta sencilla. Carro general de vapor incorporado y carro de carga
	MÁSTIL-V-610SD-B-N				1600	48		Generador de vapor/coche doble incorporado y carro de carga
MÁSTIL V 800	MÁSTIL-V-800D-B-N	800	675-675-1750	1307 1900-2000	1815	4	CA 380 V, 50Hz	Soltero suplicante de vapor doble y relay ladi
	MÁSTIL-V-800S-B-N				1850	4		Suministro de doblesteamal steam/cart ardley malo
	MÁSTIL-V-800DD-B-N				1865	54		Generador de vapor empotable de una puerta, carro y carro de carga
	MÁSTIL-V-800SD-B-N				1900	54		Generador de vapor incorporado de doble puerta/carro y carro de carga