

BEIJING

Incubadora Infantil Modelo B1000



COMPOSICIÓN ESTÁNDAR:

- Modo de Control Servo: temperatura del aire.
- Parámetro instantáneo: conjunto de temperatura, temperatura del aire y velocidad de alimentación de calor.
- Alarmas: audibles y visuales corte de energía, falla en el sensor, mayor y menor temporales, de anulación de temperatura del aire, falla del ventilador, error de sistema.
- > 37 °C Modo predeterminado: fallo de alimentación el borrado total, el silencio de alarma, bloqueo del teclado, función de auto-test.
- Capucha con doble pendiente: 6 de mano puertos; izquierda y derecha gabinetes, plataforma de arriba.
- RS-232 Conector de salida (uso para el sistema de red).