

BEIJING

Incubadora Infantil Modelo B2000



COMPOSICIÓN ESTÁNDAR:

- Modo de Control Servo: temperatura del aire, temperatura de la piel;
- Parámetro instantáneo: conjunto de temperatura, temperatura del aire, temperatura de la piel, la tasa de alimentación del calentador;
- Alarmas: Audibles y visuales corte de energía, falla en el sensor, mayor y menor temporales, de anulación del aire y temperatura de la piel, insuficiencia ventilador, fallo del sistema;
- > 37 °C Modo predeterminado: fallo de alimentación el borrado total, el silencio de alarma, bloqueo del teclado, función de auto-test;
- Capucha con doble pendiente: 6 de mano puertos; izquierda y derecha gabinetes, plataforma de arriba;
- RS-232 Conector de salida (uso para el sistema de red).