

BEIJING
INCUBADORA INFANTIL MODELO B800



COMPOSICIÓN ESTÁNDAR:

- Modo de Control Servo: temperatura del aire;
- Parámetro instantáneo Mostrando: set temperatura aire, tarifa de la energía de calor;
- Alarmas Audible y visuales: el corte de energía, falla en el sensor, mayor temp / inferior, de anulación de temperatura del aire, fallo del ventilador;
- Memoria de puesta Falla de energía y la función auto-test;
- Capucha con doble pendiente: 4 puertos de mano.