





Incubadora Infantil BB-200 Lujosa

- ⊗ Servo controlado por microprocesador sistema de temperatura
 - Modos de control: Modo aire y modo piel de bebé
 - ⊗ Temperatura del aire, temperatura de la piel, tiempo, calefacción poder mostrado por separado por LED
 - ⊗ Cinco funciones de alarma mediante ajuste de temperatura audible y visual $>37^{\circ}\text{C}$
 - ⊗ La inclinación de la cama infantil es ajustable.
 - ⊗ Con unidad de fototerapia y bandeja
 - ⊗ La humedad es ajustable continuamente
 - ⊗ Función opcional: Unidad de fototerapia en la parte inferior BL-100;
- Altura ajustable;
Conector RS-232

Incubadora Infantil BB-200 Estándar

- ⊗ Sistema de temperatura servo controlado basado en microprocesador
 - Modos de control ○: modo aire y modo piel de bebé
 - ⊗ Temperatura del aire, temperatura de la piel, tiempo, potencia de calefacción mostrada por separado por LED
 - ⊗ Cinco funciones de alarma por audible y visual
 - ⊗ ajuste de temperatura $>37^{\circ}\text{C}$
 - ⊗ La inclinación de la cama infantil es ajustable
 - ⊗ La humedad es ajustable continuamente
 - ⊗ Función opcional:
- Unidad de fototerapia up side BL-30; Lado inferior BL-100;
Puerta de acceso; Bandeja y poste; conector RS-232;
Entrada de oxígeno



Incubadora de transporte BT-100

- ⊗ Modo aire y modo bebé controlados por microordenador
- ⊗ Use energía CA y energía CC alternativamente, CC 12 V
 - CC 24 V Encienda la ambulancia
- ⊗ Ajuste la temperatura, la temperatura del aire, la temperatura del bebé y el voltaje de la batería interna se puede mostrar por LED por separado
- Capota de pared doble con puerta lateral el moisés se puede se extrae fácilmente
- ⊗ Humedad del flujo de aire natural
- ⊗ La altura de toda la unidad se puede ajustar Cilindro
- ⊗ de oxígeno y sistema de suministro de oxígeno
 - Lámpara de observación, brillo ajustable

