





CE 0197



### Incubadora Infantil BB-300 Avanzada

- ⊙ Sistema de temperatura servo controlado basado en microprocesador
- ⊙ Modos de control: Modo aire y modo piel de bebé Dos
- ⊙ sondas cutáneas para la medición de la temperatura central y temperatura periférica
- ⊙ Peso del bebé, casete de rayos X Bandeja, sistema de control de humedad
- ⊙ Temperatura, humedad, temporizador, peso y calor del bebé. poder mostrado por separado por LED
- ⊙ Seis funciones de alarma mediante ajuste de temperatura audible y visual >37 °C
- ⊙ La inclinación de la cama infantil es ajustable
- ⊙ 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso
- ⊙ Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad
- ⊙ Función opcional: Unidad de fototerapia up side BL-30; Conector RS-232

### Incubadora Infantil BB-300 Lujosa

- ⊙ Sistema de temperatura servo controlado basado en microprocesador
- ⊙ Modos de control: modo aire y modo piel de bebé
- ⊙ Temperatura, humedad, temporizador y potencia de calefacción por separado mostrado por LED
- ⊙ Cinco funciones de alarma por audible y visual
- ⊙ Ajuste de temperatura >37°C
- ⊙ La inclinación de la cuna es ajustable
- ⊙ Campana de doble pared, 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso
- ⊙ Ajustable en altura eléctrico
- ⊙ Con unidad de fototerapia invertida y bandeja
- ⊙ Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad
- ⊙ Función opcional: bandeja de casete de rayos X; Entrada de oxígeno; Unidad de fototerapia lateral inferior BL-100; Conector RS-232



### Incubadora Infantil BB-300 Estándar

- ⊙ Sistema de temperatura servocontrolado basado en microprocesador
- ⊙ Modos de control: modo aire y modo piel de bebé
- ⊙ Temperatura del aire, temperatura de la piel, tiempo, potencia de calentamiento mostrado por separado por LED
- ⊙ Cinco funciones de alarma por audible y visual
- ⊙ ajuste de temperatura >37°C
- ⊙ La inclinación de la cama infantil es ajustable
- ⊙ Capota de doble pared, 4 ventanas operativas y 2 puertos de acceso
- ⊙ Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad
- ⊙ Función opcional: bandeja de casete de rayos X; unidad de fototerapia lado inferior BL-100; Conector RS-232



Bien

