



Producto profesional de equipos médicos

Lámpara quirúrgica LED / Lámpara de exploración médica LED



Parque industrial médico de optoelectrónica Mplent, NO.15, Liujiao
Pavilion Road, Langli Street, ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China
Teléfono: +86-0731-85229777
Móvil: +86-18175116933
Correo electrónico:
jena@mplent.net WhatsApp/WeChat: +86-181 75116933
<https://en.mplent.com>

Hunan Mplent Optoelectronics Technology CO., Ltd. / Soporte Vital S.A

COMPañÍA INTRODUCCIÓN

Fundada en 2009, Mplent es uno de los principales fabricantes de lámparas quirúrgicas LED, visores de radiografías LED, lámparas de exploración LED y cajas de visualización LED para pruebas médicas en China. Comprometidos firmemente con nuestra misión de «innovación, creación inteligente, iluminación para una vida saludable», nos dedicamos a la innovación en el sector de la iluminación LED médica y la salud humana.

Situada en la provincia de Hunan, China, Mplent posee una fábrica de vanguardia con 5000 empleados. Taller de equipos médicos de 1 metro cuadrado. Como fabricante de productos médicos para el sector sanitario, Mplent presta la máxima atención a la calidad de sus productos y operaciones. Todos los productos cumplen con las normas ISO 13485 y la certificación CE.


Mplent cuenta con una sólida red de I+D, marketing y servicio tanto en China como en el extranjero. Nuestro desarrollo de productos se centra en la creación de productos y soluciones innovadores para el quirófano. La empresa posee varias patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y patentes de diseño. Ofrecemos servicios de fabricación OEM y ODM para nuestros valiosos clientes. Al tiempo que mejoramos la calidad de la atención médica, contribuimos a reducir sus costos, haciéndola más accesible a un mayor número de personas.

Con la misión de servir a la industria global de la iluminación médica, Mplent se esfuerza constantemente por ofrecer productos y servicios más innovadores en los campos médico y quirúrgico.

Certificados



Nuestra fábrica






Lámpara quirúrgica serie G

Características del producto

- Lente óptica de PMMA, tecnología innovadora de captación de luz, excelente eficiencia luminica.
- LED Osram alemán con una vida útil promedio superior a 50,000 horas.
- Sistema de atenuación PWM, temperatura de color ajustable de forma flexible.
- La cubierta exterior utiliza plásticos de ingeniería y una exclusiva cubierta superior incrustada de aluminio de grado aeroespacial, asa lateral de 360° en el cabezal de la lámpara para un manejo cómodo.
- Mango esterilizado desmontable con cierre de hebilla, fácil de limpiar y esterilizar.
- Accionamiento de corriente constante para un funcionamiento estable y una mayor vida útil.
- Diseño aerodinámico ultradelgado con un grosor de cúpula de tan solo 100 mm (modelo 700).
- Sistema operativo sencillo e intuitivo: pulse iconos específicos para acceder a cada función.
- Un botón para cambiar el modo de iluminación: Estándar, endoscopio, iluminación tenue.
- Diámetro de campo ajustable y cámara integrada opcional dirección.
- Opcional: mando inalámbrico de mano, función de sincronización de dos cúpulas.
- Opcional: Sistema de cámara HD integrado/externo.

Introducción a las funciones de la serie G



01 Temperatura de color ajustable

Temperatura de color ajustable: La temperatura de color de la lámpara quirúrgica se puede ajustar según la demanda, de modo que el color de los tejidos se pueda identificar de forma más clara y precisa.

02 Función síncrona: Accione cualquier controlador y las luces principales y auxiliares cambiarán al mismo tiempo.

03 Campo de luz ajustable mediante asa central

Control diversificado: el mango permite controlar el tamaño del campo de luz de forma cómoda y rápida.

04 Sistema de cámara integrado opcional

El sistema de cámara de coche HD permite realizar consultas remotas, videoconferencias en pantalla grande, enseñanza a distancia y otras funciones.

05 Nuevo diseño de lente de ladrillo

Nuevo diseño de lente de perforación: excelente diseño óptico, aspecto más singular, mayor eficiencia luminica, menor deslumbramiento.

06 Manejador PPSU

Montaje rápido, material PPSU con alta resistencia a la temperatura y a la corrosión.

Lámpara quirúrgica serie G



Lámpara ultradelgada:

Diseño de asa circular de 360°,
Más conveniente para el funcionamiento



500 mm de espesor de la cabeza de la cúpula



700 de espesor de cabeza de cúpula



Consulte el tamaño exacto del producto real.